

Tapis CareMat®

#102963



Mise en situation :

Le Tapis CareMat® est à placer à la descente du lit. Dès lors que le patient quittera son lit, une alarme se déclenchera via le système d'appel. Cette alarme est générée par la pression exercée par le poids du patient sur le tapis. Cette solution permet de minimiser au maximum les risques de chute ou de fugue par la surveillance constante qu'elle confère.

Remarque : afin d'éviter tout risque de débranchement, GETS MSS SA a développé une électronique radio compatible avec les tapis d'appel de la marque Bircher, ce qui permet une installation sans fil.

Avantages

Poignées ergonomiques pour faciliter le transport

Surveillance constante du bon fonctionnement de l'appareil

Solution sans fil aucun risque lié aux branchements

Durée de vie de la pile : 2 ans

Caractéristiques	Informations
Dimensions (longueur/largeur/profondeur)	1100 x 700 x 9 mm
Poids	8,2 kg
Portée intérieure / extérieure ¹	25-30m / 100m
Consommation	13 uA à 3V
Tension	3V DC
Autonomie ²	2 ans
Couleur	Jaune
Matière	Polyuréthane (PU)
Indice de protection IP	IP54
Configuration	Clé USB R/5302
Puissance d'émission/réception	25mW et 12dbm
Fréquence	868 - 870 Mhz
Température fonctionnement	0 à 50°C
Température stockage	0 à 50°C
Pile	CR2032

1 - Valeurs types, peut varier fortement en fonction du nombre et du type d'obstacles.

2 - Valeur type, varie en fonction de l'utilisation.